



Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. NasaMist® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® NasaMist® all in one / 3 v 1

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:

- 1 kus plechovka s izotonickým roztokom 177 ml
- 3 špeciálne konštruované dýzy pre poskytnutie komplexnej a šetrnej hydratácie nosných dutín
- príbalová informácia s návodom a varovaniami

NasaMist® Saline Spray All-In-One je určený na nosovú hydratáciu a výplach nosa izotonickým roztokom v jednom balení. Upokojuje, hydratuje a čistí pomocou troch osobitne navrhnutých dýz.

Použití pri:

- alergickej a sennej nádche, suchosti v nose
- tlaku v dutinách a upchatom nose
- nosových symptómoch chrípky alebo prechladnutia
- podráždenie nosa z pracovného alebo domáceho prachu, dymu, zvieracej srsti, tráv, peľu, atď.
- na prekrvenie nosovej sliznice

Návod pre NasaMist® - All-In-One

3 osobitne navrhnuté dýzy dodávajú najlepšiu a najšetrnejšiu "hmlu" pre zvlhčenie nosnej dutiny, špeciálny adaptér pre veľkoobjemové čistenie nosa a dutín a stredná špička pre silnejší prúd. Pre deti od 1 roka a vyššie s použitím správnej špičky.

- **Špička pre ultra jemné rozprášenie na nosovú hydratáciu:** Túto špičku môžete využiť od veku 1 roka pre hydratačné a upokojujúce účinky suchých nosových dutín. Vložte špičku pre ultra jemné rozprášenie do nosovej dierky a stlačte tlačidlo, pokým nastriekate požadované množstvo.
- **Stredná špička:** Túto špičku môžete využívať pre deti od 5 rokov. Táto špička bude dodávať stredný objem prúdu, ktorý môže dosiahnuť hlbšie do nosových priechodov.
- **Veľkoobjemová preplachovacia špička na nosovú hydratáciu a preplach dutín:** Túto špičku môžete využiť pre deti od 5 rokov. Nasadte špeciálnu kuželovitú preplachovaciu špičku a postupujte podľa pokynov v nasledujúcom odseku.

Špeciálne pokyny pre veľkoobjemové preplachovanie:

- ✓ postavte sa pred umývadlo, predkloňte sa tak, aby to bolo príjemne a nakloňte hlavu
- ✓ držte ústa otvorené a bez zadržania dychu, umiestnite špičku pohodlne do nosovej dierky a stlačte tlačidlo, pokým roztok začne vytekať z opačnej nosnej dierky alebo z úst
- ✓ umožnite prietoku pokračovať po dobu 2 až 3 sekúnd; roztok neprehĺtajte
- ✓ vysmrkajte sa jemne, bez úplného upchatia nosa, aby nedošlo k vyvinutiu tlaku na vaše ušné bubienky

- ✓ ak je to znesiteľné, po každom streknutí môžete potiahnuť roztok z nosa do zadných častí nosa. To pomôže vyčistiť zadnú plochu nosohltanu, čo je plocha na zadnej strane nosného priechodu
- ✓ občas nejaký roztok môže dosiahnuť až na zadnú stranu krku; ak áno, prosím, vypľujte ho do umývadla
- ✓ k zlepšeniu odvodu zvyškového roztoku je potrebné sa jemne vysmrkať, zatiaľ čo nakláňate hlavu do strán
- ✓ kroky opakujte pre druhú nosovú dierku

UPOZORNENIE

- systém je určený pre jedného používateľa, aby sa znížilo riziko kontaminácie
- nosné dierky sa nemôžu úplne upchať počas používania, aby sa zabránilo tlaku v nose alebo ušiach
- udržiajte mimo dosahu detí
- obsah je pod tlakom, neprepichujte ani nehádzajte do ohňa
- skladujte pri teplote medzi 5 °C a 55 °C, bez slnečného žiarenia a mimo dosahu zdrojov tepla, sprej nesmie zamrznúť
- poraďte sa s lekárom pred použitím u detí mladších ako šesť mesiacov



Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica
www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190